

## GARROT PNEUMATIQUE MANUEL À USAGE UNIQUE

NOUVEAU

Destiné à être utilisé **en situation d'urgence**, le garrot pneumatique manuel DDM à usage unique est **entièrement autonome**, ce qui fait de lui une **véritable innovation française !**



**SECOURS expo**  
TROPHÉE DE BRONZE DE  
L'INNOVATION 2024



- La qualité française.
- La sécurité du patient au centre de nos préoccupations.
- La facilité d'utilisation.



Le garrot pneumatique manuel à usage patient unique de DDM est un dispositif médical **innovant** par son autonomie d'utilisation.



### Utilisation simple et intuitive:

Conçu pour accompagner le patient de sa prise en charge sur le site de l'accident jusqu'aux services de soins (urgences, bloc opératoire, etc...), le garrot pneumatique manuel à usage unique de DDM est accessible et très simple à utiliser grâce à sa soupape de sécurité.

Ce garrot pneumatique manuel à usage patient unique se suffit à lui-même par sa composition : poire, brassard et valve. Le patient accidenté part et garde le garrot jusqu'à sa prise en charge chirurgicale.



### Confort ET sécurité du patient

Disposant d'un brassard large et d'une mousse de renfort à l'intérieur, la pression est répartie de manière plus étendue, permettant d'éviter les lésions cutanées et les douleurs intenses.

Sans manomètre, grâce une soupape mécanique, ce garrot pneumatique manuel évite la surpression, ainsi la pression ne dépasse pas 300mmHg.

Ce garrot dispose aussi d'une étiquette directement présente sur le brassard permettant d'inscrire les données du patient, comme le nom du patient, la date et l'heure de pose du garrot.



### Fabrication française :

Tous nos garrots sont entièrement développés et fabriqués en France sur notre site de production à Agen.

## TABLEAU DES RÉFÉRENCES

RÉF.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EMBALLAGE (MM)	POIDS (G)
GMBU02	Brassard Enfant	130 x 130 x 120	153
GMBU04	Brassard Adulte	130 x 130 x 120	183
GMCU05	Cuissard conique adulte L	164 x 164 x 140	279
KGMBU1	Kit de 3 garrots (1 brassard enfant, 1 brassard adulte, 1 cuissard adulte large)	420 x 110 x 100	547

### LA QUALITÉ DDM

#### Marquage CE

Les garrots sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

#### Service après-vente

GSH assure la maintenance et la réparation des garrots.  
Contactez notre SAV au : +33 4 42 90 31 31.

#### Garantie

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit DDM que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.