


PILE LITHIUM DE REMPLACEMENT DEFIBRILLATEUR FRED PA-1 SCHILLER



Ref. SSACCE010



30/08/2024 15:45:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.


GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PILE LITHIUM DE REMPLACEMENT DEFIBRILLATEUR FRED PA-1 SCHILLER



Ref. **SSACCE010**

Description

La pile peut être conservée 8 ans dans son emballage d'origine tout en conservant ses performances d'origine. Il n'est pas nécessaire de la remplacer après utilisation sur patient si l'appareil ne l'indique pas.

- Compatibilité : Defibrillateur FRED PA-1
- Technologie : Li/MnO₂
- Puissance : 15 V/2.8 Ah
- Autonomie de la batterie : plus de 140 chocs à un niveau d'énergie maximale et 6 heures de fonctionnement, si les températures optimales de stockage / d'utilisation de l'appareil se situent entre 15 - 25 °C
- Durée de vie en mode veille :
 - 6 ans avec auto-tests hebdomadaires pour le FRED® PA-1
 - 3 ans avec auto-tests hebdomadaires pour le FRED® PA-1 Online
- Température de stockage et de transport : 5 à 35°C (48h max entre -20° à 5°C et 35° à 60°C)

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661041009222	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	72	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	6	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	19	Unite emballee / Poids (kg)	0.3
Unite nue / Poids (kg)	0.28		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 15:45:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr