

SOLUTION DE CONTROLE POUR GLUCOMETRE SPENGLER TB 100



Ref. 745012



30/08/2024 20:30:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SOLUTION DE CONTROLE POUR GLUCOMETRE SPENGLER TB 100



Ref. 745012

La solution de controle permet d'assurer un controle periodique des bandelettes et du glucometre SPENGLER TB 100.

Description

- Moyen de suivi du taux de glucose present dans la structure sanguine
- A utiliser dans les 3 mois apres ouverture (a conserver entre 4°C et 30°C)
- Conditionnement : Flacon solution de controle 4 ml, vendu a l'unite

Retrouvez notre kit complet Kit complet Glucometre SPENGLER TB 100 (ref. 745000).

La solution de controle est une solution aqueuse de glucose contenant de petites quantites de composants non reactifs et de colorant alimentaire et utilisee pour verifier la precision de l'ensemble du systeme de controle de la glycemie. Le test avec solution de controle sert a verifier les performances du glucometre, de la bandelette de test et de vos procedures d'analyses.

Utilisez le meme modele de bandelette de test de controle et de glucometre.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Medical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	3700446041670	Code douanier	38220000
Garantie (mois)	24	Sterile	Oui
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	4	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	7	Unite emballee / Poids (kg)	0.22
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:30:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr