

BANDETTES POUR GLUCOMETRE SPENGLER TB 100 (LOT DE 50)



Ref. 745010



CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
IVD
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

STERILE

 30/08/2024 20:29:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BANDETTES POUR GLUCOMETRE SPENGLER TB 100 (LOT DE 50)



Ref. 745010

Description

- Flacon de 50 bandelettes pour Glucometre SPENGLER TB 100
- Bandelettes a utiliser en complement du Kit complet ref. 745000.
- Pour diagnostic in vitro uniquement
- Test de la glycemie sur sang capillaire
- A utiliser dans les 3 mois apres ouverture (a conserver entre 4°C et 30°C)

Les bandelettes de test TB 100 sont utilisees avec le glucometre Spengler TB 100 pour l'analyse quantitative du taux de glycemie (sucre) dans le sang total dont le prelevement est realise a la pointe du doigt, dans la paume ou l'avant-bras. Les bandelettes de test TB 100 sont concues pour une analyse hors du corps (diagnostic in vitro). Le systeme de controle de la glycemie, le glucometre TB 100, est destine a etre utilise chez soi et sur le lieu de travail pour surveiller les taux de glucose dans le sang.

Pensez a jeter tous vos elements de soins (bandelettes, coton et ouate) dans les cartons recuperateurs pour dechets infectieux.

Code LPP de remboursement : 6111350

Caracteristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Medical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	3700446041656	Code douanier	90183190
Garantie (mois)	24	Sterile	Oui
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	4	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	7	Unite emballee / Poids (kg)	0.035
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	4	Temperature maxi	30
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Code LPP	6111350	Unite emballee / Quantite	1

30/08/2024 20:29:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr