

CUISSARD MONOBLOC DROIT A 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM

Ref. GCDM104

DDM 


CE



 23/12/2024 22:32:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CUISSARD MONOBLOC DROIT A 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM



Ref. **GCDM104**

Le cuissard monobloc a une poche decontaminable pour garrot DDM

Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **decontaminables**. De forme droite avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une sangle pour sécuriser la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

		A	B	C
• Cuissard petit adulte	tubulure jaune	8	76	97
• Cuissard adulte	tubulure violette	10	62	76
• Cuissard adulte L	tubulure vert	10	76	90
• Cuissard adulte XL	tubulure grise	10	82	100
• Cuissard adulte XXL	tubulure rouge	10	107	122

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

 23/12/2024 22:32:59 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CUISSARD MONOBLOC DROIT A 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM



Ref. GCDM104

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468207658	Garantie (mois)	12
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			

 23/12/2024 22:32:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr