



Spengler

DEPUIS 1907

# Cardio prestige II

DOUBLE PAVILLON  
STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

CE



Spengler

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89  
Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)

# STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

## Cardio prestige II DOUBLE PAVILLON

### L'excellence.

*Avec son pavillon lourd doté de la technologie "acoustique premium"  
le nouveau Cardio prestige II est le stéthoscope le plus performant.*



#### ACOUSTIQUE PREMIUM

Usiné avec précision, le nouveau design du récepteur du CARDIO PRESTIGE II est inspiré des instruments de musiques comme le cor d'harmonie. Ces lignes très évasées permettent une meilleure captation des ondes sonores.



#### PAVILLON ACIER INOX

Parce que l'acier inoxydable offre les meilleures propriétés acoustiques, nous l'avons utilisé pour la conception des pavillons des stéthoscopes CARDIOPRESTIGE II. De plus nous avons augmenté les épaisseurs là où cela était nécessaire afin de sublimer l'acoustique.



#### ADAPTÉ AU BRASSARD

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes CARDIOPRESTIGE II, sont conçus avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extrémités du brassard du tensiomètre.



#### MEMBRANE FLOTTANTE

Présente sur les deux pavillons :

- Pression légère pour une écoute des basses fréquences
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences.



#### INDICATEUR DE PAVILLON

Initié par une observation des médecins, nous avons par une idée aussi simple qu'un point, révolutionné l'usage du stéthoscope. Avec l'indicateur vous savez quel coté du pavillon est actif.



#### TUBULURE LARGE

Doté d'une tubulure large à double conduits, le CARDIOPRESTIGE II est parfaitement isolé contre les bruits parasites.



#### DÉSIGNATION

● Stéthoscope Cardio Prestige® II double pavillon

#### RÉFÉRENCE

506 011

### LA QUALITÉ SPENGLER

#### Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

#### Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

#### Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

#### Garantie Spengler

Garantie Spengler de 7 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant

d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)