


# LUXAMED®

## STATION MURALE DE DIAGNOSTIC



# LUXAMED®

Medizintechnik Made in Germany

# STATION MURALE DE DIAGNOSTIC

Station murale permettant d'accueillir le nécessaire de l'aide au diagnostic, pratique au quotidien et répondant aux besoins de l'hôpital, clinique ou cabinet privé.



## DISTRIBUTEUR DE SPÉCULUMS

Distributeur refermable avec un couvercle et pouvant contenir jusqu'à 30 spéculums par distributeur



## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUR SECTEUR 220V / 110V

1 câble d'alimentation + 1 adaptateur EU/GB/US inclus



## ARRÊT AUTOMATIQUE

Après 3 min de non utilisation



## VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

Possibilité de faire varier la luminosité avec une simple pression longue

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	W1.336.114	W1.326.114	W9.316.114
<b>Matériaux</b>	Métal et plastique		
<b>Conditions d'utilisation</b>	-10°C à +45°C   10 à 90% d'humidité		
<b>Alimentation</b>	Adaptateur secteur GTM46101-1005-USB		
<b>Tension d'entrée</b>	100-240 Vac ; 50-60 Hz ; 0,3 A		
<b>Puissance</b>	0,5 W		
<b>Classe d'isolation électrique</b>	Classe II		
<b>Poids</b>	650 gr	450g	350 gr
<b>Dimensions LxWxH</b>	212x55x155mm	190x55x155mm	100x55x115mm
<b>Garantie</b>	2 ans		
<b>Classe Médicale</b>	Classe I		
<b>GMDN code</b>	45085		

## DÉSIGNATION

Station murale avec otoscope et distributeur de spéculums\*

## RÉFÉRENCE

W1.326.114

Station murale avec otoscope, ophtalmoscope et distributeur de spéculums\*

W1.336.114

Station murale avec une manche sans tête

W9.316.114

\*Spéculums non inclus avec le distributeur

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Spéculums 2.5 mm

Spéculums 4.0 mm



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS INCLUS DANS LA STATION DE DIAGNOSTIC

	OTOSCOPE (INCLUS DANS W1.326.114 ET W1.336.114)	OPHTALMOSCOPE (INCLUS DANS W1.336.114)
<b>Technologie</b>	LED	LED
<b>Matériaux</b>	Aluminium et fibre de verre renforcée	Aluminium et fibre de verre renforcée
<b>Températures des couleurs</b>	4.200 k	4.200 k
<b>CRI</b>	>90	>90
<b>Eclairage lumineux</b>	10K LUX	NA
<b>Durée de vie</b>	>100 000 heures	>50 000 heures
<b>Loupe</b>	x3	NA
<b>Longueur</b>	16,2 cm	16,2 cm
<b>Poids</b>	97 gr	92 gr
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans
<b>Conditions de stockage</b>	-10° à +45°C et 10% à 90% d'humidité	-10° à +45°C et 10% à 90% d'humidité
<b>Conditions d'utilisation</b>	5° C -40° C et 10-90% d'humidité	5° C -40° C et 10-90% d'humidité
<b>Classe médicale</b>	I	I
<b>Filtres</b>	NA	5 filtres : grand spot, petit spot, filtre vert, demilune et réticule

## LA QUALITÉ LUXAMED

### Marquage CE

La station murale de Spengler est un dispositif médical de classe I. Elle est conforme au Règlement Européen en vigueur.

### Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact, ou contacter le Centre de Support Technique au +33442903131.

### Garantie Luxamed de 2 ans

(dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.

LUXAMED EST UNE MARQUE DE SPENGLER SAS

**LUXAMED**<sup>®</sup>  
Medizintechnik Made in Germany