



Spengler

JT 100

Le nouveau glucomètre professionnel de **SPENGLER**, innovant avec sa technologie d'auto-calibration



AUTO CALIBRATION



RÉSULTAT EN
5 SECONDES



FAIBLE VOLUME DE SANG
NÉCESSAIRE
>0,5ul



EJECTION DES
BANDELETTES



SITES ALTERNATIFS
DE PRÉLEVEMENTS
POSSIBLES



MOYENNE SUR 7/14/30 JOURS



ALARME PARAMÉTRABLE
Rappel- Valeurs minimum et
maximum



DURÉE DE VIE DES
BANDELETTES 24 MOIS

GLUCOMÈTRE PROFESSIONNEL JT 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données de mesure	Plage de mesure	10 à 630 mg/dL (0.56 à 35,3 mmol/L)
	Unité de mesure	mg/dL ou mmol/L
	Durée de test	Compte à rebours de 5 secondes
	Taux Hématocrite	0 ~ 70 %
Mémoire & moyennes	Mémoire	500 derniers résultats
	Moyennes	Moyennes de résultats sur 7/14 et 30 jours
Echantillon de test	Type de vaisseaux	Sang total capillaire et veineux
	Sites alternatifs	Sur la paume ou l'avant bras
	Volume de l'échantillon	>0,5ul
Alarme	Horaire	4 alarmes paramétrables (heure + minute)
	Taux	Alarme de taux trop élevé ou trop faible paramétrable
Conditions de fonctionnement	Température	4°C-40°C (39°F-104°F)
	Humidité relative	De 10°C à 90%
Conditions de stockage	Température	4°C - 30°C
	Humidité relative	De 10°C à 90%
Alimentation	Autonomie	Environ 1000 tests avec la pile
	Livré	2 piles AAA
	Arrêt automatique	Après 2 minutes
Poids et dimensions	Dimensions	106 x 66 x 20 mm
	Poids	65g sans piles
Sortie externe	Interface USB type C	
Garantie Spengler	3 ans	Dans les conditions normales d'utilisation

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CODE EAN
Kit glucomètre	GLU010	

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	CODE EAN
Lot de 50 bandelettes	GLU030	
Stylo autopiqueur	745011	
Solution de contrôle	GLU042	
Lot de 200 lancettes	745013	

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : Glucomètre, classe IVD. Le Glucomètre TJ 100 Spengler répond aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact.

Garantie Spengler

3 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr