

THERMOMÈTRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY GRIS



Réf. SP3066



THERMOMÈTRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY GRIS



Réf. SP3066

Le Tempo Easy permet une prise de température sans contact par le biais de rayons infrarouge.

Le thermomètre TEMPO EASY est un thermomètre précis disposant de 3 fonctions pour un usage professionnel ou à la maison. Technologie sans contact (distance 3-5 cm) par le biais de rayons infrarouge, évitant ainsi les contaminations croisées.

- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Mesure instantanée
- Une température obtenue rapidement avec alarme sonore
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles, gris ou bleu
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446012021

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90251920

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 9,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 21,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 6,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,320

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/05/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SP3066

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.