

## LYRE SIMPLE TUBE CHROME MARINE SPENGLER

Réf. 507912



# LYRE SIMPLE TUBE CHROME MARINE SPENGLER

Réf. **507912**

Tubulure de couleur bleu marine avec lyres pour stéthoscopes LAUBRY® de SPENGLER

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :			Code barres : 3700446009526
Garantie (mois) :	0		Code douanier : 90189020009
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,080
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:46 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 507912

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.