

CAPTEUR SPO2 SPENGLER ADULTE RIGIDE POUR MONITEUR 4VS



Réf. 551630



CAPTEUR SPO2 SPENGLER ADULTE RIGIDE POUR MONITEUR 4VS



Réf. **551630**

Capteur SPO2adulte rigide pour moniteur de signes vitaux 4 VS de SPENGLER

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446031176
Garantie (mois) :		Code douanier :	90181990
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,103
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	55
Humidité mini :		Humidité maxi :	95



31/03/2022 01:53 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 551630

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.