

## CAPTEUR SPO2 SPENGLER PÉDIATRIQUE SILICONE POUR MONITEUR 4VS



Réf. 551635



# CAPTEUR SPO2 SPENGLER PÉDIATRIQUE SILICONE POUR MONITEUR 4VS



Réf. **551635**

Capteur SPO2 pédiatrique silicone pour moniteur de signes vitaux 4 VS de SPENGLER

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446031220
Garantie (mois) :		Code douanier :	90181990
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,083
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	55
Humidité mini :		Humidité maxi :	95



31/03/2022 01:53 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 551635