

MONITEUR SUNTECH CT50 PNI+SPO2 NELLCOR OXYMAX+TEMP FILAC 3000+IMP

SunTech Medical®

Réf. DSU222204

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE II



MONITEUR SUNTECH CT50 PNI+SPO2 NELLCOR OXYMAX+TEMP FILAC 3000+IMP

Réf. **DSU222204**

La référence mondiale de la mesure des paramètres vitaux. Le CT 50 est un condensé de technologie de pointe

Le moniteur CT 50 de SUNTECH est un condensé de technologie de pointe.
La référence mondiale de la mesure des signes vitaux.
Technologie SpO2 Nellcor, connectivité HIS, USPx4, Ethernet LAN et WIFI en option.
3 modes de mesure de la pression artérielle: Automatique, Auscultatoire et mode moyenne.
Ecran couleur tactile de 8 pouces, lecteur de code-barres en option, imprimante en option et socle sur roulette en option

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	Classe de précision de mesure : Classe II
Marquage :	CE0413		Code barres : 3661040214238
Garantie (mois) :	24		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	32,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	37,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	33,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	5,644
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU222204