

## LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBE RÉUTILISABLE ENFANT (12-19CM) - CONNECTEUR À VIS

Réf. DSU231031

 SunTech Medical®



# LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBE RÉUTILISABLE ENFANT (12-19CM) - CONNECTEUR À VIS

Réf. **DSU231031**

Lot de 5 Brassards nylon Vert Suntech.  
Double tubulure et raccord à vis, taille enfant 12-19cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040214436
Garantie (mois) :		24	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:32 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU231031

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.