

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE NÉONATAL N°2 (4-8CM)

Réf. DSU231101

 SunTech Medical®



LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE NÉONATAL N°2 (4-8CM)

Réf. DSU231101

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I Classe de précision de mesure : Classe I

Marquage : CE Code barres : 0120840935103421

Garantie (mois) : 0 Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : Largeur conditionnement (cm) : 13,0

Longueur unitaire (cm) : Longueur conditionnement (cm) : 11,0

Hauteur unitaire (cm) : Hauteur conditionnement (cm) : 16,0

Poids unitaire (kg) : Poids conditionnement (kg) : 0,250

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:01 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU231101