

## LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE EXTRA LARGE (38-50CM) - CONNECTEUR BAYONET MÉTAL

Réf. DSU231116

SunTech Medical®



CE  
0413



# LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE EXTRA LARGE (38-50CM) - CONNECTEUR BAYONET MÉTAL

Réf. **DSU231116**

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.  
Simple tubulure, raccord à bayonette 38-50cm.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0413	Code barres :	3661041008843
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	25,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	23,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	10,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,800
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:56 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU231116