

BRASSARD PETIT ADULTE ORBIT-K (CIRCONFÉRENCE DE BRAS 18-27CM)

Réf. DSU230720

 SunTech Medical®



BRASSARD PETIT ADULTE ORBIT-K (CIRCONFÉRENCE DE BRAS 18-27CM)

Réf. **DSU230720**

Brassard petit adulte pour Moniteur Tango

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE		Code barres : 3700446012311
Garantie (mois) :	6		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU230720

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.