

**BOCAL POLYCARBONATE 4 L, COUVERCLE
POUR HOSPIVAC 350-400**

CA-MI

Réf. BCASPI82

BOCAL POLYCARBONATE 4 L, COUVERCLE POUR HOSPIVAC 350-400

Réf. **BCASPI82**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040169323

Garantie (mois) : 0

Code douanier : 90330090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,200

Poids conditionnement (kg) : 0,200

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:33 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI82