

BAGUE METAL FINITION ALUMINIUM BROSSE POUR CARDIO PRESTIGE II SPENGLER

Réf. 507981

BAGUE METAL FINITION ALUMINIUM BROSSE POUR CARDIO PRESTIGE II SPENGLER

Réf. 507981

Pièce détachée pour stéthoscopes Cardio Prestige® II de SPENGLER.
Bague Metal finition aluminium brosse.

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | | Non | |
| Marquage : | | Code barres : | 3700446030407 |
| Garantie (mois) : | | Code douanier : | 90181990 |
| Stérile : | | Non | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | | Largeur conditionnement (cm) : | |
| Longueur unitaire (cm) : | | Longueur conditionnement (cm) : | |
| Hauteur unitaire (cm) : | | Hauteur conditionnement (cm) : | |
| Poids unitaire (kg) : | | Poids conditionnement (kg) : | 0,001 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | | Humidité maxi : | (N/A) |



31/03/2022 01:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507981

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.