

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 5000 ML- VERSION FULL 5

Réf. BCASPI506

CA-MI

GARANTIE
3
ANS
YEARS
GARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
II



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 5000 ML- VERSION FULL 5

Réf. BCASPI506

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

-avec commande au pied et inverseur d'aspiration automatique

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

- Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

- Accessoires inclus :

- Bocaux autoclavables avec soupape de trop-plein
- 8x14 Tubes Silicone Autoclavables + Connecteur Conique ø 10-11-12mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe
- Conteneur de sécurité 220 ml
- Caractéristiques techniques :
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz
- Vide Maximum (Ajustable) : -0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg
- Débit libre d'air max: 60 l/min
- Niveau Sonore : 52 dBA
- Poids : 13 kg
- Dimensions : 46 x 85 x 42 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661041009932

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI506

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.