

PLATEFORME DE PESÉE POUR FAUTEUIL ROULANT KERN MWA - 300 KG - CLASSE III MÉDICALE

Réf. EKMWA01_CIII

KERN



CE
0297



PLATEFORME DE PESÉE POUR FAUTEUIL ROULANT KERN MWA - 300 KG - CLASSE III MÉDICALE



Réf. **EKMWA01_CIII**

Plateforme de pesée pour fauteuil roulant EKMWA01 homologué en classe III médicale

- Le grand plateau de pesée en acier est aussi idéal pour peser les patients forts, en surpoids
 - Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
 - Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
 - Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
 - Grand écran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
 - Graduation 0,1 kg
 - Sans roulettes
 - Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
 - Homologué en classe III
 - Homologation médicale selon 93/42/EEC
- Caractéristiques techniques :
- Dimensions afficheur : LxPxH 200x128x55 mm
 - Dimensions totales, sans barre de retenue : LxPxH 1180x1000x1130 mm
 - Longueur de câble afficheur env. 180 cm
 - Poids net env. 76 kg
- Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES

| | | | | |
|----------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | Oui | Classe Im (fonction de mesurage) | Classe de précision de mesure : | Classe III |
| Marquage : | CE0297 | | Code barres : | 3661040173627 |
| Garantie (mois) : | 36 | | Code douanier : | |
| Stérile : | Non | | | |

MESURES

| | Unité nue | Unité emballée |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|
| Largeur unitaire (cm) : | 100,0 | Largeur conditionnement (cm) : |
| Longueur unitaire (cm) : | 118,0 | Longueur conditionnement (cm) : |
| Hauteur unitaire (cm) : | 113,0 | Hauteur conditionnement (cm) : |
| Poids unitaire (kg) : | 57,600 | Poids conditionnement (kg) : |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |



30/03/2022 23:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMWA01_CIII

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PLATEFORME DE PESÉE POUR FAUTEUIL ROULANT KERN MWA - 300 KG - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMWA01_CIII

COMPOSITION

| Code | Libellé | Quantité |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| EKMWA01 | Plateforme de Pesée pour Fauteuil Roulant Kern MWA 300kg-Pas de 100g | 1 |
| EKCERTI06 | Certificat d'homologation 965-129_ (Classe III Médicale) | 1 |
| EKTRANSPORT02 | Frais de livraison Gros matériel | 1 |