

IMPRIMANTE STATISTIQUE POUR BALANCES AVEC INTERFACE DE DONNÉES RS-232 KERN

KERN

Réf. EKACCE07



IMPRIMANTE STATISTIQUE POUR BALANCES AVEC INTERFACE DE DONNÉE RS-23 KERN



Réf. **EKACCE07**

- Thermoimprimante silencieuse avec 0,75 lignes/s et max. 40 caractères par ligne.
- Enregistrement BPL de compte rendu de l'ajustage avec impression de la date et de l'heure. Numérateur. Fonctions statistiques comme le nombre et la somme de toutes les valeurs mesurées, la valeur minimale et maximale de l'ensemble, intervalle (max-min). Valeur moyenne, écarts type, unités disponibles : mg, g, kg, pcs. Langues : D, GB, F, PL.
- Dimensions boîtier LxPxH 165x140x50 mm
- Option: Rouleaux de papier (10 pièces), KERN YKB-A10

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040067070
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:01 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKACCE07

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.