


## PLATEFORME DE PESÉE POUR FAUTEUIL ROULANT AVEC ANSE KERN MWS - 300 KG

Réf. EKMWS01

**KERN**



CE  
0297



# PLATEFORME DE PESÉE POUR FAUTEUIL ROULANT AVEC ANSE KERN MWS - 300 KG



Réf. EKMWS01

## Grande plateforme de pesée pour chaise roulante, surbaissée pour un accès aisé des fauteuils électriques

- Convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante grâce à la plate-forme surbaissée accessible par les deux côtés avec mémorisation des poids de tare d'un maximum de cinq chaises roulantes (électriques)
- Le grand plateau de pesée en acier est idéal pour peser les patients forts, en surpoids
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- 2 roulettes et 1 poignée permettent de transporter la balance facilement et de la ranger pour un encombrement réduit (sauf si ajout des barrières)

· Ecran LCD, hauteur de chiffres 25 mm

· Graduation 0,1 kg

· Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables

· Homologable en classe III

· Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

· Dimensions afficheur :

LxPxH 210x110x50 mm

· Dimensions totales :

LxPxH 1155x800x66 mm

· Longueur de câble afficheur env. 180 cm

· Poids net env. 28,4 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0297

Code barres : 4045761096684

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 84231090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 80,0

Largeur conditionnement (cm) : 95,0

Longueur unitaire (cm) : 115,5

Longueur conditionnement (cm) : 131,0

Hauteur unitaire (cm) : 6,6

Hauteur conditionnement (cm) : 12,0

Poids unitaire (kg) : 28,600

Poids conditionnement (kg) : 34,800

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:06 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKMWS01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.