

PLATEFORME DE PESÉE KERN MWS - 300KG AVEC BARRES DE RETENUE - CLASSE III MÉDICALE

Réf. EKMWS05-CIII

KERN



CE
0297



PLATEFORME DE PESÉE KERN MWS - 300KG AVEC BARRES DE RETENUE - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMWS05-CIII

Plateforme EKMWS01 avec barres de retenue homologuées en classe III médicale

- Avec barres de retenue, les patients peuvent ainsi être pesés debout, appuyés sur la barre de retenue ou dans une chaise roulante
 - Convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante grâce à la plate-forme surbaissée accessible par les deux côtés avec mémorisation des poids de tare d'un maximum de cinq chaises roulantes (électriques)
 - Le grand plateau de pesée en acier est idéal pour peser les patients forts, en surpoids
 - Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
 - Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
 - Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
 - Ecran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
 - Graduation 0,1 kg
 - Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
 - Homologué en classe III
 - Homologation médicale selon 93/42/EEC
- Caractéristiques techniques :
- Dimensions afficheur : LxPxH 210x110x50 mm
 - Dimensions totales : LxPxH 1155x800x66 mm
 - Longueur de câble afficheur env. 180 cm
 - Poids net env. 28,4 kg
- Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES

| | | | | |
|----------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | Oui | Classe Im (fonction de mesurage) | Classe de précision de mesure : | Classe III |
| Marquage : | CE0297 | | Code barres : | 3661040063324 |
| Garantie (mois) : | 36 | | Code douanier : | |
| Stérile : | Non | | | |

MESURES

| | Unité nue | Unité emballée |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|
| Largeur unitaire (cm) : | 80,0 | Largeur conditionnement (cm) : |
| Longueur unitaire (cm) : | 115,5 | Longueur conditionnement (cm) : |
| Hauteur unitaire (cm) : | 6,6 | Hauteur conditionnement (cm) : |
| Poids unitaire (kg) : | 28,000 | Poids conditionnement (kg) : |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |



30/03/2022 15:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMWS05-CIII

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PLATEFORME DE PESÉE KERN MWS - 300KG AVEC BARRES DE RETENUE - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMWS05-CIII

COMPOSITION

| Code | Libellé | Quantité |
|---------------|---|----------|
| EKMWS01 | Plateforme de pesée pour fauteuil roulant Kern MWS- 300 kgs | 1 |
| EKMWS04 | Jeu de rail de maintien pour EKMWS01 | 1 |
| EKCERTI06 | Certificat d'homologation 965-129_ (Classe III Médicale) | 1 |
| EKTRANSPORT02 | Frais de livraison Gros matériel | 1 |