

BOÎTE POUR INFIRMIER

Réf. IBOI005



BOÎTE POUR INFIRMIER



Réf. **IBOI005**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040081182

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,500

Poids conditionnement (kg) : 0,500

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI005

BOÎTE POUR INFIRMIER

Réf. IBOI005

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IC06616	Ciseaux à bandages Lister, 16 cm, Holtex	1
ID04401	Bistouri Fixe, manche plat, 17 cm, lame concave de 50 mm -IS	1
AI18084	Boîte inox, 18 x 8 x 4 cm -IS	1
IP21416	Pince Péan Murphy, 16 cm, Holtex	1
IP26214	Pince Dissection, S/G, 14 cm -IS, Holtex	1
IR04100	Rasoir, infirmier, inox, lame 75 mm	1
IS02414	Sonde Cannelée, 14 cm -IS	1
IS08414	Stylet Olivaire, 14 cm, simple -IS	1
IS09414	Stylet Porte-coton, 14 cm -IS	1