

DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE CAIX, BLEU

Réf. OV003_B



DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE CAIX, BLEU



Réf. **OV003_B**

Table électrique de 560 à 960 mm - Largeur 670mm

- Longueur des sections : dossier 60cm, assise 135cm. Largeur 67cm.
- Charge maximum : 220kg en dynamique, 400kg en statique.
- Produit livré assemblé, avec un porte-rouleau.
- Poids du divan 80 kg.
- Niveau de protection des moteurs électriques classe : CLASSE 2.
- Niveau d'étanchéité de la télécommande : IP 66.
- Structure (châssis et piètement) :
 - Matériau et revêtement de la structure, acier qualité 102, recouvert de peinture époxy de couleur blanche.
 - Dimensions de la section des tubes : cadre : 40 X 20 cm, épaisseur 2 mm, piètement : 60 X 30, épaisseur 2 mm et diam 50.
 - Sécurisation du châssis MIG avec équerres de renfort soudées sous les barres de liaisons (4 barres) situées sous l'assise et au niveau du piètement avant et du piètement arrière.
 - Pieds réglables.
 - Roulettes escamotables en option.
 - Compatibilité du divan avec tous les lève-malades.
- Plateau :
 - Matériau : hêtre, 10 plis, épaisseur 16mm.
 - Mode de fixation du plateau sur le châssis : pour l'assise, 8 tirefonds de 10 x 60 mm ; le dossier est relié à l'assise par 2 charnières fixées avec 8 inserts de 6 mm de diamètre.
 - Hauteur variable électrique de 52 à 92 cm.
 - Vérin linéaire, course 200 mm, puissance 6000 W.
 - Manette manuelle de commande de la hauteur variable.
 - Tension d'alimentation et fréquence : 230 V, 50/60 HZ.
- Dossier :
 - Inclinaison assistée par vérin à gaz.
 - Commande par câble avec manette fixée sur le cadre à droite du divan.
 - Inclinaison maximum + 75°.
- Sellerie :

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : Code barres : 3661040094373

Garantie (mois) : 36 Code douanier : 940290000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 67,0 Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 195,0 Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 92,0 Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 75,000 Poids conditionnement (kg) : 150,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:20 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OV003_B

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.