

BÉNIQUE GUYON, SÉRIE N°21 À N°60, SANS FIL DE NYLON**

Réf. IB02140



BÉNIQUE GUYON, SÉRIE N°21 À N°60, SANS FIL DE NYLON**

Réf. **IB02140**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040007304

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 29,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 3,865

Poids conditionnement (kg) : 3,865

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:46 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IB02140