

SANGLE ARAIGNÉE, MODÈLE ENFANT



Réf. SBRAN17



SANGLE ARAIGNÉE, MODÈLE ENFANT



Réf. **SBRAN17**

- Pour l'immobilisation complète des enfants sur des plans durs

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040063751
Garantie (mois) :		Code douanier :	94029000
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	5,0	Largeur conditionnement (cm) :	8,0
Longueur unitaire (cm) :	36,0	Longueur conditionnement (cm) :	38,0
Hauteur unitaire (cm) :	5,0	Hauteur conditionnement (cm) :	6,0
Poids unitaire (kg) :	0,600	Poids conditionnement (kg) :	0,250
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SBRAN17

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.