

## ELECTRODES POUR DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION SAVER ONE (5 PAIRES)

SaverOne®

Réf. SJACCE69



# ELECTRODES POUR DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION SAVER ONE (5 PAIRES)



Réf. **SJACCE69**

Conçues uniquement pour une formation à l'usage d'un défibrillateur dans le cadre d'une réanimation cardiaque. Ne pas utiliser sur un humain.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	3661040137285	
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189085
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	16,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	23,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	22,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,100	Poids conditionnement (kg) :	0,100
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:37 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. SJACCE69

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.