

LAME 50 MM POUR PLÂTRE RÉSINE POUR SCIE AVEC VARIATEUR

Réf. ZSE4062



LAME 50 MM POUR PLÂTRE RÉSINE POUR SCIE AVEC VARIATEUR



Réf. **ZSE4062**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040002859

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,0

Largeur conditionnement (cm) : 11,5

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 8,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 0,5

Poids unitaire (kg) : 0,010

Poids conditionnement (kg) : 0,010

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : 5

Température maxi : 40

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:20 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. ZSE4062

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.