

PILE AU LITHIUM POUR SAVER ONE NOUVELLE GÉNÉRATION

Saver One®

Réf. SJACCE32



PILE AU LITHIUM POUR SAVER ONE NOUVELLE GÉNÉRATION



Réf. **SJACCE32**

Pour Défibrilateur Saver One, nouvelle génération, c'est à dire après novembre 2013.

- Capacité : 3500 Ah
- Tension de la batterie : 25,2 V
- Batterie non rechargeable

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	AUCUN	Code barres :	3661040115450
Garantie (mois) :	48	Code douanier :	901890
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	7,7	Largeur conditionnement (cm) :	20,5
Longueur unitaire (cm) :	21,7	Longueur conditionnement (cm) :	8,0
Hauteur unitaire (cm) :	3,1	Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :	0,300	Poids conditionnement (kg) :	0,350
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:13 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SJACCE32

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.