

## KIT DIVAN D'EXAMEN ET MARCHEPIED À 1 MARCHE-EPOXY-NOIR

Réf. OSKIT003

 Holtex

GARANTIE  
2  
ANS  
YEARS  
GUARANTEE



# KIT DIVAN D'EXAMEN ET MARCHEPIED À 1 MARCHE-EPOXY-NOIR

Réf. OSKIT003

## Cabinet complet

Livré en un seul carton  
 Ensemble composé de :  
 - 1 divan coloris noir (ref OSA003E\_N)  
 - 1 marchepied 1 marche (OS0051E)

Le divan avec structure en tube carré en acier laqué epoxy blanc :  
 - Tête réglable 75° avec 2 crémaillères mécaniques autobloquantes.

- Tête et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m<sup>3</sup>), dont l'épaisseur est de 5 cm, recouverts de tissu plastifié lavable, ignifugé (classement de résistance au feu : M1)  
 - Porte rouleau amovible (pour rouleaux de 50 cm de large) positionnable à la tête ou aux pieds  
 - Charge maxi : 150 kg

Le marchepied 1 marche :  
 - acier laqué epoxy blanc et revêtement plastique antidérapant  
 - Charge : 150 kg

Inox ou Epoxy : quelle différence ?  
 Epoxy : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.  
 Inox : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?  
 Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabriqué à partir d'acier recyclé, c'est bien pour l'environnement !

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	AUCUN	Code barres :	3661040168395
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9402900000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	15,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	190,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	68,0
Poids unitaire (kg) :	31,500	Poids conditionnement (kg) :	34,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



05/09/2022 21:11 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. OSKIT003