

JEU DE 3 CANULES DE GUEDEL N° 3,2,1



Réf. 580850



CE
0120



JEU DE 3 CANULES DE GUEDEL N° 3,2,1



Réf. **580850**

Lot de 3 Canules à usage unique en sachet stérile individuel. canule pour chaque taille n° 1, 2 et 3.
La canule de Guedel est utilisée pour maintenir ouvertes les voies aériennes d'un patient inconscient.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0120	Code barres :	3700446034672
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	902000909009Z
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



15/06/2022 21:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 580850

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.