

BOÎTE INTUBATION ADULTE

Réf. IBO1350



BOÎTE INTUBATION ADULTE



Réf. IBOI350

Cette boîte contient :

- Ouvre-Bouche Doyen, adulte
- Boîte inox, 28 x 14 x 6 cm (Al28146)
- Pince Magill, adulte, 24 cm
- Manche de Laryngoscope Macintosh
- Lame de Laryngoscope Macintosh, n°1, long 9,5 cm
- Lame de Laryngoscope Macintosh, n°2, long 11 cm
- Lame de Laryngoscope Macintosh, n°3, long 14 cm
- Coffret noir Vide laryngoscopes 4 lames

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082462
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	14,0	Largeur conditionnement (cm) :	20,5
Longueur unitaire (cm) :	28,0	Longueur conditionnement (cm) :	19,3
Hauteur unitaire (cm) :	6,0	Hauteur conditionnement (cm) :	14,0
Poids unitaire (kg) :	2,200	Poids conditionnement (kg) :	2,200
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:21 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI350

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INTUBATION ADULTE



Réf. IBOI350

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
ID03602	Ouvre-Bouche Doyen, adulte	1
AI28146	Boîte inox, 28 x 14 x 6 cm -IS	1
IP18524	Pince Magill, adulte, 24 cm -IS	1
DS03427	Coffret Noir Vide Laryngoscope mousse 3 ou 4 lames MILLER - Holtex	1
DS03405	Manche de Laryngoscope Standard Macintosh Holtex	1
DS03406	Lame de Laryngoscope Macintosh, n°1, long 92 mm Holtex	1
DS03407	Lame de Laryngoscope Macintosh, n°2, long 100 mm Holtex	1
DS03408	Lame de Laryngoscope Macintosh, n°3, long 130 mm Holtex	1