

BOÎTE POUR PONCTION LOMBAIRE

Réf. IBOI037



BOÎTE POUR PONCTION LOMBAIRE



Réf. IBOI037

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040081410

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 15,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI037

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE POUR PONCTION LOMBAIRE



Réf. IBOI037

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
AI35158	Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm	1
XAPL90	Aiguille à ponction lombaire usage unique 0,5 x 90 mm (lot de 25)	2