

## BOÎTE À AUTOPSIE SIMPLE

Réf. IBOI041



## BOÎTE À AUTOPSIE SIMPLE

Réf. IBOI041

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040081434
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :	3,600	Poids conditionnement (kg) :	3,600
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:12 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IBOI041

# BOÎTE À AUTOPSIE SIMPLE

Réf. IBOI041

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IC20420	Ciseaux à Entérotomie, droit, 20 cm	1
IC32420	Costotome, 20 cm, type Doyen	1
IC33408	Couteau à Cartilage, lame de 8 cm	1
IC33413	Couteau à Autopsie, lame de 13 cm	1
IE31120	Ecarteur Weitlaner, 20 cm, 4 x 3 griffes	1
AI35158	Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm	1
IM01250	Maillet Collin, dia. 34 mm, 20 cm, 500 g, 2 têtes, inox	1
IP26016	Pince Dissection, A/G, 16 cm -IS, Holtex	1
IP26216	Pince Dissection, S/G, 16 cm -IS, Holtex	1
IP45619	Pince Coupante Liston, simple articulation, droite, 19 cm	1
IR01422	Rachitome, droit, 20 cm	1
IS15329	Scie de Saterlee, 29 cm	1