

## BOÎTE POUR TRAUMATOLOGIE

Réf. IBOI065



## BOÎTE POUR TRAUMATOLOGIE

Réf. IBOI065

**CARACTERISTIQUES**

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040081533

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

**MESURES**
**Unité nue**
**Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 6,503

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :**

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:13 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IBOI065

# BOÎTE POUR TRAUMATOLOGIE

Réf. **IBOI065**

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB03510	Burin Faraboeuf, 21 cm x 10 mm	1
IB03515	Burin Faraboeuf, 21 cm x 15 mm	1
IB03520	Burin Faraboeuf, 21 cm x 20 mm	1
IC16610	Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 10 mm	1
IC16614	Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 14 mm	1
IC31133	Conducteur De Martel, 33 cm	1
ID26515	Davier Verbrugge, préhenseur, mors dentés, coudé, 15 cm	2
ID26518	Davier Verbrugge, préhenseur, mors dentés, coudé, 18 cm	2
ID26524	Davier Verbrugge, préhenseur, mors dentés, coudé, 24 cm	2
IE02615	Ecarteur Farabeuf, 15 cm x 16 mm, la paire -IS	1
IE13421	Ecarteur Beckmann, 4 x4 griffes, 21 cm	1
IG06420	Gouge de Smith Peterson, contre-coudée, 24 cm x 20 mm	1
IG07405	Gouge de Guillaume, droite, 25 cm x 5 mm	1
IG07407	Gouge de Guillaume, droite, 25 cm x 7 mm	1
IG08618	Gouge de Cauchoix, concave, 25 cm x 1,8 cm	1
AI42188	Boîte inox, 40 x 20 x 9 cm	1
IL11426	Crochet à Os Lambotte, 26 cm	1
IL11924	Levier à Os de Bennett, 24 cm	2
IM01250	Maillet Collin, dia. 34 mm, 20 cm, 500 g, 2 têtes, inox	1
IP02218	Pince Rochester-Péan - Kocher, S/G, droite, 18 cm -IS	4
IP10614	Pince à Champs Backhaus, 14 cm	10
IP45822	Pince Coupante Liston, 4 articulations, droite, 22 cm	1
IP48018	Pince Gouge Beyer, double articulation, 18 cm, mors 3,5 mm	1
IP91805	Pointe carrée, 18 cm x dia. 5 mm	1
IR08210	Rugine Lambotte, 21 cm x 10 mm	1
IR08215	Rugine Lambotte, 21 cm x 15 mm	1
IR08225	Rugine Lambotte, 21 cm x 25 mm	1
IR08512	Rugine Merle Aubigné/Ginestet, courbe, 23 cm x 12 mm	1
IS15100	Scie Gigli, 50 cm, la dizaine	1
IS15150	Poignée pour scie Gigli, la paire	1

3/3