

BOITE COMPLÈTE POUR ORL

Réf. IBOI301



BOITE COMPLÈTE POUR ORL

Réf. IBOI301

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082400
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) : 3,310
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:20 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI301

BOITE COMPLÈTE POUR ORL

Réf. IBOI301

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IA02402	Abaisse-langue, inox, coudé, angle à 135°, adulte, long 16 cm	1
IC08516	Ciseaux Metzemaum, courbes, 16 cm, Holtex	1
IC09411	Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm -IS, Holtex	1
IC11414	Ciseaux Mousse, droits, 14 cm -IS, Holtex	1
IC39118	Crochet Gillies, 18 cm	2
IC46127	Canule Yankauer/Ombredanne, 27 cm	1
ID03600	Ouvre-Bouche Doyen, enfant	1
ID03602	Ouvre-Bouche Doyen, adulte	1
ID05403	Manche Bistouri n°3 -IS	1
IE02612	Ecarteur Farabeuf, 12 cm x 12 mm, la paire -IS	1
IE32217	Elevateur Adson, 17 cm	1
AI15080	Cupule à Bec, inox, dia. 80 mm, 165 ml -IS	3
AI35158	Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm	1
IP02014	Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm -IS, Holtex	2
IP08113	Pince Halstead, 13 cm, courbe, A/G -IS, Holtex	2
IP08313	Pince Halstead, 13 cm, courbe, S/G -IS, Holtex	4
IP10612	Pince à Champs Backhaus, 12 cm -IS	4
IP11613	Pince de Chaput 13 cm	2
IP14514	Pince à Glissement Hartmann, pr corps étrangers, 14cm, mors 12x3mm-IS	1
IP16514	Pince Kelly, S/G, courbe, 14 cm -IS, Holtex	2
IP21414	Pince Péan Murphy, 14 cm -IS, Holtex	1
IP24516	Pince Nasale Tilley- Lubet Barbon, 16 cm, mors striés	1
IP26014	Pince Dissection, A/G, 14 cm -IS, Holtex	1
IP26214	Pince Dissection, S/G, 14 cm -IS, Holtex	1
IP49020	Pince Mixer O'Shaughnessy, 90°, 20 cm	1
IP50115	Porte-aiguille Crile-Wood, 15 cm, tungstène	1
IR07506	Rugine Farabeuf, courbe, 15 cm x 6 mm	1
IS17110	Seringue à Oreille, 110 ml	1
IS23100	Spéculum Nasal Vacher, à fenêtre, adulte, 9 mm	1
IS23200	Spéculum Nasal Vacher, à fenêtre, enfant, 6 mm	1

3/3