

BOÎTE INTUBATION ENFANT

Réf. IBOI351



BOÎTE INTUBATION ENFANT

Réf. IBOI351

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040082479

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES
Unité nue
Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 20,2

Largeur conditionnement (cm) : 20,2

Longueur unitaire (cm) : 26,4

Longueur conditionnement (cm) : 26,4

Hauteur unitaire (cm) : 12,0

Hauteur conditionnement (cm) : 12,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 1,560

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:21 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI351

BOÎTE INTUBATION ENFANT



Réf. IBOI351

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
ID03600	Ouvre-Bouche Doyen, enfant	1
AI25105	Boîte inox, 25 x 10 x 5 cm	1
IP18515	Pince Magill, nourrisson, 15 cm	1
IP18520	Pince Magill, enfant, 20 cm	1
DS03427	Coffret Noir Vide Laryngoscope mousse 3 ou 4 lames MILLER - Holtex	1
DS03405	Manche de Laryngoscope Standard Macintosh Holtex	1
DS03406	Lame de Laryngoscope Macintosh, n°1, long 92 mm Holtex	1
DS03407	Lame de Laryngoscope Macintosh, n°2, long 100 mm Holtex	1
DS03606	Lame de Laryngoscope Miller, n°0, long 75 mm - Holtex	1