

BOÎTE DE SET POLYPECTOMIE NASALE

Réf. IBOI370



BOÎTE DE SET POLYPECTOMIE NASALE



Réf. IBOI370

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040082585

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 1,038

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:22 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI370

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE DE SET POLYPECTOMIE NASALE

Réf. IBOI370

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IC25418	Ciseaux Nasaux de Heymann, (Turbinectomie) 18 cm	1
IF25110	Fil acier, pour serre-noeuds, par 12	1
AI25105	Boîte inox, 25 x 10 x 5 cm	1
IP19619	Pince Nasale de Luc, pleine, 19 cm, moyen modèle	2
IP24516	Pince Nasale Tilley- Lubet Barbon, 16 cm, mors striés	1
IP28521	Pince Nasale Hartmann, 21 cm	1
IS18424	Serre-noeuds Krause, 24 cm	1
IS22102	Spéculum Nasal Thudichum	3
IS23130	Spéculum Killian, sans vis de blocage nasal, 30 mm	1