

## BOÎTE DE CADWELL LUC POUR SINUS (OUVERTURE DANS LE PALAIS)

Réf. IBOI373



# BOÎTE DE CADWELL LUC POUR SINUS (OUVERTURE DANS LE PALAIS)

Réf. IBOI373

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082592
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,555
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:22 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IBOI373

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BOÎTE DE CADWELL LUC POUR SINUS (OUVERTURE DANS LE PALAIS)

Réf. IBOI373

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IC41103	Canule Frazier, 18 cm x 3 mm - coudée	1
IC51213	Curette de Lima, 1/2 courbe, 3 mm, rigide	1
IC51215	Curette de Sébileau, pleine, 1/2 courbe, 5 mm	1
IC51226	Curette de Sébileau, fenêtrée, courbe, 6 mm	1
IG04402	Gouge de Poirier, 16 cm x 2 mm	1
IG04406	Gouge de Poirier, 16 cm x 6 mm	1
AI28146	Boîte inox, 28 x 14 x 6 cm -IS	1
IM01220	Maillet Collin, dia. 34 mm, 20 cm, 200 g, 2 têtes, inox	1
IP01114	Pince Troeltsch, Politzer pour ORL, 14 cm, A/G	1
IP01314	Pince Troeltsch, Politzer pour ORL, 14 cm, S/G -IS	1
IP19718	Pince Nasale de Luc, fenêtrée, 19 cm, petit modèle	1
IP19719	Pince Nasale de Luc, fenêtrée, 19 cm, moyen modèle	1
IP47400	Pince Emporte-pièces Citelli, pour otologie	1
IS20100	Spéculum à fil Palmer, Diam 12 mm - L : 55 mm	1
IS23100	Spéculum Nasal Vacher, à fenêtre, adulte, 9 mm	1
IS23250	Spéculum Killian, sans vis de blocage nasal, 50 mm	1