

BOÎTE À PARACENTÈSE

Réf. IBOI374



BOÎTE À PARACENTÈSE

Réf. IBOI374

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082608
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) : 0,430
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:22 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI374

BOÎTE À PARACENTÈSE

Réf. IBOI374

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IA04401	Aiguille Politzer, à paracentèse, droite, 17,5 cm	1
IA04501	Aiguille Politzer, à paracentèse, coudée, 17 cm	1
IA04600	Anse Billeau, long 16 cm - 4 mm x 6 mm -IS	1
IC45001	Crochet Colver, mousse, 15 cm, pour O.R.L	1
AI18084	Boîte inox, 18 x 8 x 4 cm -IS	1
IP01314	Pince Troeltsch, Politzer pour ORL, 14 cm, S/G -IS	1
IP36316	Pince Lucae, ORL, 16 cm, S/G	1
IS06601	Spéculum Hartmann, pour ORL- jeu de 4 pcs: Ø 3-3,5-4-5mm	1
IS09414	Stylet Porte-coton, 14 cm -IS	1
IG15113	Grattoir de Vidal, tranchant, 13,5 cm	1