

## BOÎTE POUR TRABÉCULECTOMIE

Réf. IBOI418



## BOÎTE POUR TRABÉCULECTOMIE

Réf. IBOI418

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082813
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) : 0,743
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:24 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IBOI418

# BOÎTE POUR TRABÉCULECTOMIE

Réf. IBOI418

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB10508	Blépharostat Corcelle, oreilles de 8 mm	1
IC59055	Ciseaux à iris de Barraquer, 5,5 cm	1
IC59408	Ciseaux à Cornée de Vannas, 10 cm, droits, mousses	1
IC59410	Ciseaux à Cornée de Vannas, 10 cm, droits, pointus	1
IC60500	Couteau à Iris Weber, droit	1
IC92103	Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm	1
IC92114	Canule de Barraquer, courbe, à olive, à Cyclodialise	1
ID05403	Manche Bistouri n°3 -IS	1
AI20105	Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm	1
IP08010	Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, A/G, Holtex	2
IP52012	Pince à Fixer de Barraquer, 1 x 2 griffes obliques	1
IP52600	Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique	1
IP52651	Pince à Cornée de Bonn	1
IP52910	Pince à Suture de Tübingen, à plateaux, 10 cm, droite, S/G	1
IP52920	Pince à Suture de Paufigue	1
IP54113	Porte-aiguille Barraquer, courbe, 13 cm, mors universels	1
IP54314	Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, courbe	1
IS25030	Spatule Jaeger	1