

BOÎTE À DACRYO-RHINO-CYSTOTOMIE

Réf. IBOI419



BOÎTE À DACRYO-RHINO-CYSTOTOMIE

Réf. IBOI419

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082820
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,405
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:24 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI419

BOÎTE À DACRYO-RHINO-CYSTOTOMIE

Réf. IBOI419

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB10400	Burin Rollet	1
IC11511	Ciseaux Mousses, courbes, 11,5 cm, Holtex	1
IC62200	Curette à Chalazion De Wecker, ovale, 13 cm, moyenne	1
ID05403	Manche Bistouri n°3 -IS	1
AD25126	Boite Inox, 25 x 12 x 6 cm	1
IE41150	Ecarteur/Spatule de Valude	1
IE41160	Ecarteur Volkman, à plaies, 4 griffes fines	2
IE41170	Ecarteur Muller-Arruga, à sac lacrymal, 3 x 3 griffe	1
IE41180	Ecarteur de Dupuy-Dutemps, à sac lacrymal	1
IG05110	Gouge de Hass, 4 mm	1
IM01100	Maillet, 2 têtes, pour ophtalmologie	1
IO09103	Ostéotome Usuel, 3 mm, double tranchant	1
IP08010	Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, A/G, Holtex	4
IP33213	Porte-aiguille de Stevens, 13 cm	1
IP46842	Pince Kerisson, à dacryorhinostomie, mors de 4 mm	1
IP52919	Pince à Suture de Jayle	1
IP53201	Pince-gouge de Lombard, à dacryorhinostomie, mors de 2 mm	1
IP53202	Pince à dacryo, pour débris osseux, mors de 2 mm	1
IR09300	Rugine de Dupuy-Dutemps	1
IS05102	Sonde à Voies Lacrymales Galezowski, 10 cm, n°2	1
IS09414	Stylet Porte-coton, 14 cm -IS	1
IS25040	Stylet Dilatateur Wilder, fin	1
IS25050	Stylet Dilatateur Wilder, moyen	1