

BOÎTE POUR IMPLANTATION CRISTALLIN ARTIFICIEL

Réf. IBOI420



BOÎTE POUR IMPLANTATION CRISTALLIN ARTIFICIEL



Réf. IBOI420

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082837
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,079
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:24 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI420

BOÎTE POUR IMPLANTATION CRISTALLIN ARTIFICIEL

Réf. IBOI420

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB10405	Blépharostat Barraquer-Colibri, 5 mm	1
IC59407	Ciseaux à Cornée de Vannas, 10 cm, coudés, mousses	1
IC60420	Crochet de Sinsky, pour implantation du cristallin, 12 cm x 0,2 mm	1
IC92103	Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm	1
IC92104	Canule SFO, double courant	1
IC92106	Canule de Binkhorst, aspiratrice à cataracte, droite, 0,5 mm	1
IC92108	Canule de Kratz, gratteuse polissage de la capsule, courbe, 0,6 m	1
IC92113	Canule de Bonnet, double courant pour lavage et aspiration, coudée	1
IC92115	Canule de Gills, à injection de hyaluronate de sodium	1
AD25126	Boite Inox, 25 x 12 x 6 cm	1
IK01600	Kystitome de Graefe	1
IP34100	Porte-lame de Troutman, droit, 9 cm	1
IP52012	Pince à Fixer de Barraquer, 1 x 2 griffes obliques	1
IP52100	Pince à Fixer le Globe de Dujardin	1
IP52200	Pince à Implantation de Mac Pherson, 12,5 cm	1
IP52922	Pince à Monofilament de Troutman, courbe, 10 cm	1
IP53200	Pince Capsulorhexis d'Utrata, 12 cm	1
IP53202	Pince à dacryo, pour débris osseux, mors de 2 mm	1
IP54113	Porte-aiguille Barraquer, courbe, 13 cm, mors universels	1