

BOITE À ENLEVER LES FILS

Réf. IBOI421



BOITE À ENLEVER LES FILS

Réf. **IBOI421**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082844
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,572
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:25 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI421

BOITE À ENLEVER LES FILS

Réf. IBOI421

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB10405	Blépharostat Barraquer-Colibri, 5 mm	1
IC59409	Ciseaux à Cornée de Vannas, 10 cm, coudés, pointus	1
AI18084	Boîte inox, 18 x 8 x 4 cm -IS	1
IP52101	Pince à Fil de Barraquer, Colibri, courbe, plat	1