

BOÎTE POUR ABLATION DES BROCHES

Réf. IBOI217



BOÎTE POUR ABLATION DES BROCHES

Réf. IBOI217

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082080
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	4,350	Poids conditionnement (kg) :	4,350
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI217

BOÎTE POUR ABLATION DES BROCHES

Réf. IBOI217

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
ID05404	Manche Bistouri n°4 -IS	1
AI15080	Cupule à Bec, inox, dia. 80 mm, 165 ml -IS	1
AI42188	Boîte inox, 40 x 20 x 9 cm	1
IM31000	Mandrin avec poignée en T et clé	1
IP03424	Pince à Pansements, Longuette, droite, 24 cm -IS, Holtex	1
IP80422	Pince Coupe-broche, 4 art, 22 cm, tungstène, frontale diam Max 2.5 mm	1
IP80522	Pince Coupe-broche, 4 art, 22 cm, tungstène, latérale diam Max 2.5 mm	1
IP90000	Pince Universelle pour Orthopédie	2