

BOITE POUR CHIRURGIE DE LA HANCHE

Réf. IBOI224



BOITE POUR CHIRURGIE DE LA HANCHE

Réf. IBOI224

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040082127
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	8,100
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI224

BOITE POUR CHIRURGIE DE LA HANCHE

Réf. IBOI224

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IA06420	Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, droite	1
IA06520	Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, courbe	1
IA08412	Alène Redon ,droite, charrière 12 , diam. 4 mm	1
IA08512	Alène Redon, courbe, charrière 12, diam. 4 mm	1
IC07416	Ciseaux Mayo, droits, 16 cm, Holtex	1
IC07516	Ciseaux Mayo, courbes, 16 cm, Holtex	1
IC08514	Ciseaux Metzemaum, courbes, 14 cm -IS, Holtex	1
IC08518	Ciseaux Metzemaum, courbes, 18 cm -IS, Holtex	1
IC16708	Curette à Os de Volkmann, monobloc, 28 cm, dia. 8 mm	1
IC16710	Curette à Os de Volkmann, monobloc, 28 cm, dia.10 mm	1
IC46127	Canule Yankauer/Ombredanne, 27 cm	1
ID05403	Manche Bistouri n°3 -IS	1
ID05404	Manche Bistouri n°4 -IS	1
ID05413	Manche Bistouri n°3, Long	1
ID05414	Manche Bistouri n°4, Long	1
IE02615	Ecarteur Farabeuf, 15 cm x 16 mm, la paire -IS	1
IE13421	Ecarteur Beckmann, 4 x4 griffes, 21 cm	1
IE13430	Ecarteur Beckmann, 4 x 4 griffes, 30 cm	1
IE19910	Ecarteur Gosset, adulte, 3 valves	1
IE34100	Ecarteur US Army / Parker Langenbeck, 21 cm, la paire	1
AI15060	Cupule à Bec, inox, dia. 60 mm, 60 ml -IS	1
AI15100	Cupule à Bec, inox, dia. 100mm, 250 ml	1
AI50201	Boîte inox, 50 x 20 x 12 cm	1
IL11426	Crochet à Os Lambotte, 26 cm	1
IL11843	Levier à Os Lange Hohmann, 27 cm, 40 mm x 43 mm	2
IL11845	Levier à Os Lange Hohmann, 27 cm, 45 mm x 70 mm	2
IM04600	Masse d'Ombredanne, manche hexagonal, 21 cm x dia. 35 mm, 600 g	1
IP02014	Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm -IS, Holtex	4
IP10614	Pince à Champs Backhaus, 14 cm	10
IP15022	Pince Jean-Louis Faure, courbe, A/G, 22 cm -IS	2
IP17315	Pince Leriche, courbe, S/G, 15 cm -IS, Holtex	4 ^{3/3}
IP20624	Pince Museux, droite, 24 cm, 7 x 5 mm -IS	2

Réf. IBOI224

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IP26014	Pince Dissection, A/G, 14 cm -IS, Holtex	1
IP26018	Pince Dissection, A/G, 18 cm, Holtex	1
IP26025	Pince Dissection, A/G, 25 cm, Holtex, Holtex	1
IP26214	Pince Dissection, S/G, 14 cm -IS, Holtex	1
IP26218	Pince Dissection, S/G, 18 cm, Holtex	1
IP26225	Pince Dissection, S/G, 25 cm, Holtex	1
IP29414	Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14 cm -IS	1
IP29418	Porte-aiguille Mayo-Hégar, 18 cm -IS	1
IP29424	Porte-aiguille Mayo-Hégar, 24 cm	1
IP42324	Pince Bengoléa, courbe, S/G, 24 cm -IS, Holtex	2
IP43424	Pince Foerster, striée, 24 cm, droite, Holtex	1
IP45418	Pince à Champs Erigne de Doyen, 18 cm	6
IP45719	Pince Coupante Liston, simple articulation, courbe, 19 cm	1
IP48217	Pince Gouge Jansen, simple articulation, 17.5 cm, mors 4mm	1
IP48427	Pince Gouge Luer, 4 articulations, mors 8 mm, droite, 27 cm	1
IP51118	Pince Emporte-pièces Spurling, mors 4 mm x 10 mm, 18 cm, droite	1
IP92810	Pointe carrée, 25 cm x dia. 10 mm	1
IR08220	Rugine Lambotte, 21 cm x 20 mm	2