

PINCE COUPE-ONGLES, DOUBLE ARTICULATION, 16 CM

Réf. IP05433



PINCE COUPE-ONGLES, DOUBLE ARTICULATION, 16 CM

Réf. **IP05433**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui (Sans)

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040021966

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,0

Largeur conditionnement (cm) : 6,0

Longueur unitaire (cm) : 16,0

Longueur conditionnement (cm) : 20,3

Hauteur unitaire (cm) : 0,8

Hauteur conditionnement (cm) : 0,8

Poids unitaire (kg) : 0,169

Poids conditionnement (kg) : 0,169

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP05433