

PINCE KERRISON, EMPORTE-PIÈCES, 20 CM, COUPE HAUT 45° X 4 MM

Réf. IP46840



PINCE KERRISON, EMPORTE-PIÈCES, 20 CM, COUPE HAUT 45° X 4 MM

Réf. IP46840

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040026404
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,268	Poids conditionnement (kg) :	0,268
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:16 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP46840

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.